

양계 – AGP (침강반응) TEST

옵티팜 솔루션
-이현정-

양계 -AGP (침강반응) TEST


침강반응- AGP 혈청검사

항원과 항체의 농도를 비교하는 침강물을 한천에 표시로 타 혈청 반응에 비해 감도는 떨어지나 virus의 혈청학적 동정, 항원의 분석, 광범위한 역학 조사 실시 방법의 간단, 사용 재료의 절감으로 널리 이용되고 있다.

반응법은 중층법, 2중 확산법, 1차원 확산법 등이 있다.

항혈청과 항원을 정량 하여 4단위 항원이 있는 항혈청을 중앙에 넣고 주변의 1개 홀에 표준 항혈청을 넣고 주변의 나머지 5개 홀에 검사 코자하는 혈청을 넣는다.

습도가 높은 상자에 넣고 매일 점검.



빠르고 정확하게 검사 진행하겠습니다.