


양계-IBD 침강반응법 (AGP)검사

옵티팜 솔루션

-이현정-

양계-IBD 침강반응법 (AGP)검사

◆ 2011. 10. 21 실험 하여 3일간 반응 시킨 후 확인된 결과입니다.
실험에 사용된 샘플은 IBD ELISA 검사에서 높은 수치의 양성으로 판독 된 혈청입니다.



양성을 확인할 수 있는 표시가
항원과 혈청 사이에 생성 됩니다.
본 실험에서는 모두 양성으로
판독 되었습니다.

빠르고 정확하게 검사 진행하겠습니다.



옵티팜솔루션
OPTIFARM SOLUTION

양계 -AGP (침강반응) TEST


침강반응- AGP 혈청검사

항원과 항체의 농도를 비교하는 침강물을 한천에 표시로 타 혈청 반응에 비해 감도는 떨어지나 virus의 혈청학적 동정, 항원의 분석, 광범위한 역학 조사 실시 방법의 간단, 사용 재료의 절감으로 널리 이용되고 있다.

반응법은 중층법, 2중 확산법, 1차원 확산법 등이 있다.

항원을 중앙에 넣고 주변의 1개 홀에 표준 항혈청을 넣고 주변의 나머지 5개 홀에 검사 코자하는 혈청을 넣는다.

습도가 높은 상자에 넣고 매일 점검.



빠르고 정확하게 검사 진행하겠습니다.